


INGENii

Interactive Podiatry Unit



Innovative Medical Solutions



WHO WE ARE | QUI NOUS SOMMES | CHI SIAMO

THE COMPANY

BTC Medical Equipment is specialized in developing and manufacturing Multispecialty Examination and Procedure Chairs, Podiatry Units and Chairs, Gait Analysis and Orthotics Equipment.

BTC is committed to the continuous research of innovative technical solutions for the Professionals; the range of equipment offered is based on and follows rigid guidelines: latest technology, perfect work-flow ergonomics, reliability, design and highly intuitive and easy to operate by the Professional.

The Company is directly involved through all development, manufacturing, assembly and quality control, shipment, installation and after-sale service phases thanks to its vast network of Distributors and Agents.

In the Company premises located in IMOLA BTC has set up a permanent Show-Room, a Training Area for theory-practice sessions and the interna Service Department.

A well structured company organization that has enabled BTC to grow at national and international level keeping the highest quality standards and constant innovation of its range of products.

ENTREPRISE

BTC Medical Equipment est spécialisée dans la conception et la fabrication de Fauteuils Polivalents et pour la Chirurgie Ambulatoire, d'équipements pour l'analyse posturale et la fabrications d'orthèses, ainsi que de Fauteuils et Unités de soin pour la Podologie.

BTC est engagée dans la recherche constante de solutions innovantes pour les opérateurs professionnels; la gamme qu'elle propose suit des directives très précises: ergonomie, fiabilité, design et une simple utilisation pour les opérateurs.

BTC est directement impliquée dans chaque phases de conception et de développement de ses produits, à partir de la production et l'assemblage, au contrôle, jusqu'à l'expédition et la distribution, offrant un support technique et commercial complet et compétent. Tout cela grâce à un réseau coordonné et capillaire reliant ses agents et ses partenaires-distributeurs et grâce à son service après-vente interne.

A l'intérieur de son établissement à Imola, BTC propose une salle d'exposition permanente, une salle de formation pour l'entreinement théorique et pratique ainsi que son département de service technique et après-vente.

Une organisation qui nous a permis de nous développer au bout des années sur le marché Nationale et Internationale, toujours en gardant les plus hauts standards de qualité et un renouvellement constant de notre gamme de produits.

L'AZIENDA

BTC Medical Equipment è specializzata nella progettazione e nella fabbricazione di Poltrone Multispecialistiche e Day Surgery, Poltrone e Riuniti da Podologia, Attrezzature per l'analisi posturale e la realizzazione di plantari.

BTC è impegnata nella continua ricerca di soluzioni innovative per gli Operatori professionali; la gamma che propone si basa su linee guida molto rigide: ergonomia, affidabilità, design e massima semplicità di utilizzo per gli Operatori.

L'Azienda è direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e sviluppo, produzione e assemblaggio, controllo, spedizione e commercializzazione, offrendo un supporto tecnico e commerciale completo e competente grazie ad una rete capillare di Agenti e Distributori ed un Servizio Assistenza Interno.

Nella sede principale di Imola BTC offre uno Show-room permanente, una Sala Corsi per la Formazione teorico-pratica ed il servizio di Assistenza Tecnica.

Una organizzazione aziendale che ci ha permesso in pochi anni di crescere a livello nazionale ed internazionale mantenendo i più alti standard qualitativi e il rinnovamento costante della gamma prodotti.



"All BTC Medical Equipment is designed, developed and manufactured in Italy"



HOW WE WORK | COMMENT NOUS TRAVAILLONS | COME LAVORIAMO

R&D

BTC R&D Team develops internally all the equipment and devices for the Professionals and Clinics, always combining modern and essential design to the latest and most innovative technical solutions.

L'équipe BTC Design développe en interne tout équipements dédiés au Professionnel et à la Cabinet, toujours en alliant un design moderne avec les solutions techniques les plus fonctionnelles et innovantes.

Il Team di Progettisti BTC sviluppa internamente tutte le attrezzature dedicate al Professionista e alla Clinica, coniugando sempre con attenzione un design moderno alle soluzioni tecniche e funzionali più innovative



R&D
R&D
R&D



BTC manufactures a wide and complete range of Units, Chairs and Doctor Stools in its premises located in Imola. Every single production phase is planned and performed according to the most rigid quality control criteria that have enabled BTC to obtain the ISO:13485 Quality Certificate by CISQ/IMQ

BTC réalise sa gamme complète au sein de son établissement de Imola. Fauteuils, Sièges praticien et Unités de soin, chaque phase de la production est organisée suivant des critères très stricts de qualité et de contrôle demandés par la Certification Qualité ISO: 13485

BTC produce una gamma completa di Riuniti, Poltrone e Sgabelli all'interno degli stabilimenti siti in Imola. Ogni fase produttiva è organizzata secondo rigidi criteri di qualità e controllo grazie ai quali BTC ha ottenuto la certificazione di qualità ISO:13485




PRODUCTION
PRODUCTION
REALIZZAZIONE




BTC will design your Ambulatory in order to allow for the best work-flow and ergonomics while guaranteeing maximum comfort to the Patient, according to the space availability and your different set up needs as a Professional.

Nous étudions les meilleures solutions de projet pour votre Cabinet, afin de vous garantir une parfaite ergonomie et un maximum de confort, tout en gardant toujours les solutions les plus adaptées à votre espace.

Progettiamo il tuo Ambulatorio per garantirti la migliore ergonomia di lavoro e il massimo comfort proponendo sempre le soluzioni più adeguate al tuo spazio.



PROJECT
PROJET
PROGETTO



INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLAZIONE



All BTC equipment is "Plug-in & Work" easy to set up and ready to use with very few and easy installation steps. BTC guarantees a highly professional installation service thanks to its vast network of Distributors and Agents, and a product specialist will train the Ambulatory staff on the correct use of the installed equipment.

Tous les équipements BTC sont fabriqués suivant le principe du "Plug-in & Work", facile à installer et avec un service d'expédition et de livraison consolidés. BTC garantit un service professionnel d'installation de votre Cabinet grâce à un réseau de distributeurs impliqués dans chaque phase. Un de nos technico-commerciaux vous garantira une formation complète pour l'utilisation de tout équipement à l'intérieur de votre Cabinet.

Tutte le Attrezzature BTC sono realizzate con il principio del "Plug-in & Work", facili da installare e con un servizio di spedizione e consegna dedicato.

BTC garantisce un servizio professionale di allestimento del tuo Ambulatorio grazie ad una vasta rete di Distributori che ne seguono ogni fase. Un nostro product specialist garantirà la formazione in loco sull'utilizzo delle attrezzature installate nel tuo Ambulatorio.



LOCATION LOCATION LAZIONE



TRAINING FORMATION FORMAZIONE



BTC is committed to continuous training and information of all its Customers; the Company can rely on the cooperation with prominent experts in each medical discipline and often involved in training sessions on the specific equipment and different operating methods.

BTC connaît l'importance de promouvoir de l'information et de la formation de tous ses clients, en collaboration avec des experts du secteur et en organisant des sessions de formations dédiées aux équipements et à techniques très spécifiques.

BTC promuove da sempre l'informazione e la formazione dei suoi clienti collaborando con prominenti esperti di settore e organizzando sessioni e corsi di formazione dedicati alle varie e specifiche attrezzature e metodiche operative.



BTC considers Warranty a professional duty and mandatory towards all its Customers, reason being the Company extends guarantee of the equipment up to 2 Years on Electronic Parts and up to 5 Years on Mechanic Parts.

BTC considère la garantie des produits comme un engagement ferme envers tous ses clients. Pour cette raison, la garantie de nos équipements couvre jusqu'à 2 ans pour les composants électroniques et jusqu'à 5 ans pour les composants mécaniques.

BTC considera la Garanzia dei prodotti un dovere verso tutti i suoi clienti e per questo garantiamo le nostre attrezzature fino a 2 anni per le componenti elettroniche e fino a 5 anni per tutte le componenti meccaniche.



All Customers can rely on a punctual and qualified after-sale assistance thanks to the in-house Service Department. You will be able to request a Preventive Maintenance and Courtesy Service to our Distributors and avoid any unexpected interruption of your professional activity.

Nos clients peuvent compter sur un SAV rapide et qualifié, grâce à son Département interne. Vous aurez également la possibilité de profiter d'un service de maintenance programmé, ainsi que d'un "Service de Courtoisie" assuré par nos Distributeurs afin d'éviter toute interruption de votre activité professionnelle.

I nostri clienti possono contare su un Servizio di Assistenza puntuale e qualificato grazie al dipartimento Service interno. Avrai la possibilità di richiedere un Servizio di Assistenza Programmata e il Servizio "Cortesia" al Distributore incaricato per non avere mai interruzioni della tua attività professionale.



SERVICE SERVICE APRES-VENTE ASSISTENZA





INGENii

Interactive Podiatry Unit

INGENii is the latest Podiatry Unit developed by BTC, equipped with an interactive operating system and provided with a level of technological innovation never reached before.

INGENii is the result of innovative technical and engineering solutions that guarantee maximum ergonomics and functionality to professionals during all Podiatry treatments.

BTC owns a registered patent on its Unit

INGENii is the result of a state of the art design, subject to community registration, guaranteeing a modern and essential style in every single detail.

INGENii est la toute dernière Unité de soin développée par BTC, équipée d'un système d'exploitation interactif et d'un niveau d'innovation technologique jamais atteint auparavant.

INGENii est le résultat de solutions techniques et d'ingénierie innovantes qui garantissent technologie, ergonomie et fonctionnalité aux professionnels, dans le cadre d'une liberté opérationnelle exceptionnelle lors des traitements en Pédicurie. BTC possède un brevet enregistré sur son Unité de soin.

INGENii est le résultat d'une conception traitée en détail, soumise à enregistrement communautaire, garantissant un style moderne et essentiel.

INGENii è l'ultimo Riunito Podologico sviluppato da BTC, dotato di un Sistema Operativo Interattivo ed un livello di innovazione tecnologica mai raggiunto prima.

INGENii è il risultato di soluzioni tecniche e ingegneristiche innovative che garantiscono ai Professionisti tecnologia, ergonomia e funzionalità nella massima libertà operativa durante l'esecuzione di trattamenti podologici. BTC ha un brevetto depositato sul Riunito.

INGENii è il frutto di un attento design, oggetto di registrazione comunitaria, curato in ogni dettaglio che garantisce uno stile moderno ed essenziale.



INGENii is a modern Podiatry Unit, able to combine intuitive technology of use, with innovative ergonomic solutions ensuring exceptional comfort for the operator.

The Unit is made up of two cabinets - a technical compartment and a drawers storage - which can be oriented and positioned according to the available space and following the most correct positioning of the operator.

The instrument tablet and the 10-inch touchscreen control panel are connected to a triple articulated arm allowing the best operational ergonomics.

The control panel with touchscreen has been designed to guarantee a whole range of multimedia functions able to support the daily work of the professional, allowing the management of all the functions of the Unit, as well as the display of alarms and information.

INGENii est une Unité de soin moderne, capable de combiner une technologie d'utilisation intuitive et très simple, avec des solutions ergonomiques assurant un confort exceptionnel pour l'opérateur.

L'Unité est composée de deux meubles, d'un compartiment technique et d'un élément à tiroirs, qui peuvent être orientés et positionnés en fonction de l'espace disponible et du positionnement le plus correct de l'opérateur.

Le tableau des instruments et le panneau de commande à écran tactile de 10 pouces sont reliés à un bras à triple articulation permettant le meilleur positionnement souhaité.

Le panneau de commande à écran tactile permet la gestion de toutes les fonctions de l'Unité, ainsi que l'affiche d'alarmes et d'informations, étant conçu pour garantir toute une série de fonctions multimédias de support au travail du professionnel.

INGENii è un'unità podologica moderna, capace di unire una tecnologia intuitiva e molto semplice da utilizzare a soluzioni ergonomiche che assicurano il massimo comfort per l'Operatore.

Il riunito è composto da due mobili, un vano tecnico e una cassetiera, orientabili e posizionabili in funzione dello spazio a disposizione e del più corretto posizionamento dell'Operatore.

La tavoletta strumenti ed il pannello di controllo Touch Screen da 10" pollici sono collegati ad un braccio a tripla articolazione che ne consente il posizionamento desiderato.

Il pannello di controllo Touch Screen consente la gestione di tutte le funzionalità del riunito, visualizza allarmi e informazioni ed è predisposto a garantire una serie di funzioni multimediali di supporto al lavoro del Professionista.

code	description
9210987-CM	INGENII 3 strumenti (cassettoni con apertura a mano)
9210987-CP	INGENII 3 strumenti (cassettoni con apertura a piede)

code	description
9210988-CM	INGENII 4 strumenti (cassettoni con apertura a mano)
9210988-CP	INGENII 4 strumenti (cassettoni con apertura a piede)





INGENii is equipped with a latest generation 10-inch (capacitive) touch screen integrated in a light and solid case made in anodized aluminum. The software, developed by BTC on a Linux basis, is able to manage all daily activities of the professional and it is designed to provide a whole series of multimedia contents useful for his work.

INGENii est équipé d'un écran tactile de 10 pouces (capacitif) de dernière génération intégré dans un casier léger et solide en aluminium anodisé.

Le logiciel, développé par BTC sur une base Linux, est dédié aux activités quotidiennes du professionnel et il est conçu pour fournir toute une série de contenus multimédias utiles à son travail.

INGENii è dotato di un Touch Screen da 10 pollici (di tipo capacitivo) di ultima generazione integrato in un leggero e solido pannello in alluminio anodizzato. Il software, sviluppato da BTC su base Linux, è dedicato all'ambiente podologico ed è pensato per fornire al Professionista una serie di contenuti multimediali utili al completamento del suo lavoro.

When activated, **INGENii** allows you to choose and name the operator with which you connect. The BTC operating system is able to create and customize up to 5 different operators, including all the desired settings referring to all individual accounts.

INGENii can be connected to both Wi-Fi and LAN and control all functions of the patient chair, thanks to the XBee RF module.

Lorsqu'il est activé, **INGENii** vous permet de choisir et de nommer l'opérateur avec lequel vous vous connectez. Le système d'exploitation BTC est capable de créer et de personnaliser jusqu'à 5 opérateurs différents, y compris tous les paramètres souhaités et enregistrés sur chaque compte individuel.

INGENii peut être connecté à la fois au Wi-Fi et au LAN et contrôler toutes les fonctions du fauteuil patient, grâce au module RF XBee.

All'accensione, **INGENii** consente di scegliere e nominare l'Operatore con cui effettuare il login. Il Sistema Operativo BTC è in grado di creare e personalizzare fino a 5 diversi Operatori comprese tutte le impostazioni decise e memorizzate su ogni singolo Account.

INGENii è collegabile sia al Wi-Fi che alla rete LAN e, grazie al modulo in RF XBee controlla tutte le funzioni della Poltrona Paziente.



Press HOME to come back to the main page
Touche HOME pour revenir à la page principale à partir de n'importe quelle page
Tasto HOME per tornare alla pagina principale da qualsiasi pagina

FAVORITES bar customizable by the Operator allows a quick recall of the most frequently browsed sections


Barre FAVORIS personnalisable par l'Opérateur pour rappeler rapidement les pages les plus utilisées

Barra dei PREFERITI personalizzabile dall'Operatore per richiamare velocemente le pagine più utilizzate

MACHINE STATUS icon for real-time feedback on the operating status of the Unit
Icône MACHINE STATUS pour un retour en temps réel sur l'état de fonctionnement de l'Unité

Icona STATO MACCHINA per avere in tempo reale feedback sullo stato del Riunito

Date and time are always clearly visible
Date et heure toujours clairement visibles
Data o ora sempre ben visibili





Some welcome icons allow you to use all the functions of the INGENii Unit

- PODIATRY UNIT
- CHAIR
- OPERATING LAMP
- UV DRAWER
- MONITOR
- CAMERA
- GALLERY
- USER MANUAL
- DOOR OPENER
- AGENDA
- SERVICE HOUR COUNTER
- SETTINGS
- LANGUAGE

Des icônes d'accueil permettent d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'Unité INGENii

- UNITÉ DE SOIN
- FAUTEUIL
- LAMPE
- TIROIR UV
- ECRAN
- CAMERA
- GALERIE
- MODE D'EMPLOI
- GACHE
- AGENDA
- COMPTEUR DE SERVICE
- PARAMÈTRES
- LANGUE

Icône della Home che consentono di utilizzare tutte le funzionalità di INGENii

- RIUNITO
- POLTRONA
- LAMPADA
- VANO UV
- MONITOR
- CAMERA
- GALLERIA
- MANUALI
- APRI PORTA
- AGENDA
- CONTATORI
- IMPOSTAZIONI
- LINGUA

From the "UNIT" APPLICATION it is possible to manage:

- dynamic instruments (Spray micromotor, Suction micromotor, turbine and syringe)
- the orientation of the tablet
- detachment of the drawers storage
- lighting
- the UV compartment
- the camera or the external screen, if they are present.


Depuis l'APPLICATION « UNIT », vous pouvez gérer :

- les instruments dynamiques (micromoteur Spray, micro moteur Aspi, turbine et seringue)
- l'orientation de la tablette
- le détachement de l'élément à tiroir
- l'éclairage
- le compartiment UV
- la caméra ou l'écran externe, si présent.

Dall'APP "RIUNITO" si possono gestire:

- gli strumenti della tavoletta (micromotore Spray, micromotore Aspi, turbina e siringa)
- la movimentazione della tavoletta
- il distacco della cassetiera
- l'accensione della lampada
- l'accensione del vano UV
- la camera o il monitor esterni, se presenti.

PODIATRY UNIT
UNITÉ DE SOIN
RIUNITO





INGENii is equipped with the mm Spray BTC Ghibli micromotor.

The micromotor is brushless and is suitable for LED light. The maximum rotation speed is 40,000 rpm, the handpiece connection is ISO type and is guaranteed 24 months by BTC.

From the touchscreen, it is possible to adjust the speed, as well as to store and recall 8 memorized speeds, then activate / deactivate the spray function, then reverse the rotation of the bur or turn on/off the handpiece light. According to the selected speed, the correct diameter of the most suitable bur to use is displayed and highlighted.

INGENii est équipé du mm Spray BTC Ghibli.

Le micromoteur est sans balais et est prêt pour les LED. La vitesse de rotation maximale est de 40 000 tr/min, la connexion de la pièce à main est de type ISO et est garantie 24 mois par BTC.


Depuis l'écran tactile, il est possible de régler la vitesse (via la barre de défilement ou via des valeurs prédefinies), de stocker et de rappeler 8 mémoires de vitesse, d'activer / désactiver le spray, d'inverser la rotation de la fraise ou d'allumer la lumière de la pièce à main.
Sur la base de la vitesse sélectionnée, le diamètre correct de la fraise la plus appropriée à utiliser est affiché et mis en évidence.

INGENii è dotato del mm Spray BTC Ghibli.

Il micromotore è brushless ed è predisposto per i LED. La velocità massima di rotazione è di 40.000 rmp, la connessione per il manipolo è di tipo ISO ed è garantito 24 mesi da BTC.

Dal Touch Screen è possibile impostare la velocità (tramite barra a scorrimento o tramite valori predefiniti, memorizzare e richiamare 8 memorie di velocità, attivare lo spray, invertire la rotazione della fresa o accendere la luce del manipolo).
In base alla velocità selezionata, viene dato un feedback sul diametro di fresa più idoneo.

**SPRAY MM
MM SPRAY
MM SPRAY**



INGENii is equipped with the mm Aspi BTC Air.

The brushless micromotor is equipped with a handpiece integrated into a suction system. The maximum rotational speed is 40,000 rpm. 24 months warranty provided by BTC.

From the touchscreen, it is possible to adjust the speed, as well as to store and recall 8 memorized speeds, then activate / deactivate the suction engine, then reverse the rotation of the bur. According to the selected speed, the correct diameter of the most suitable bur to use is displayed and highlighted.

INGENii est équipé du mm Aspi BTC Air.

Le micromoteur sans charbons est équipé d'une pièce à main intégrée à un système d'aspiration. La vitesse de rotation maximale est de 40 000 tr/min. Garantie 24 mois par BTC.


Depuis l'écran tactile, il est possible de régler la vitesse, ainsi que d'enregistrer et de rappeler 8 mémoires de vitesse, d'activer / désactiver l'aspiration ou d'inverser la rotation de la fraise.
En fonction de la vitesse sélectionnée, un retour est donné concernant le bon diamètre de fraise à utiliser.

INGENii è dotato del mm Aspi BTC Air.

Il micromotore è brushless e il manipolo è integrato con un sistema di aspirazione. La velocità massima di rotazione è di 40.000 rmp ed è garantito 24 mesi da BTC.

Dal Touch Screen è possibile impostare la velocità (tramite barra a scorrimento o tramite valori predefiniti, memorizzare e richiamare 8 memorie di velocità, attivare l'aspirazione o invertire la rotazione della fresa). In base alla velocità selezionata, viene dato un feedback sul diametro di fresa più idoneo.

**SUCTION MM
MM ASPIRATION
MM SPRAY**





INGENii is designed for the installation of a Bravia L (equipped with Led) or Thalia turbine.

From the touchscreen, it is possible to adjust the speed, as well as to store and recall 8 memorized speeds, then activate / deactivate the spray function or switch on the OFs.

Bravia L: high speed turbine equipped with ceramic ball bearings, triple spray, bright lighting and ergonomic structure. Easy to clean surface.

Thalia: single spray and high torque turbine and fixed connection. The turbine is lightweight, easy to clean.

OPTIONAL

INGENii is equipped with a 3-function syringe: air, water and spray. The tip and the handle are easily removable to ensure perfect disinfection and sterilization in autoclave (135 °).

INGENii est conçu pour l'installation d'une turbine Bravia L (équipée avec Led) ou Thalia.

Depuis l'écran tactile, il est possible de régler la vitesse, ainsi que d'enregistrer et de rappeler 8 mémoires de vitesse, d'activer / désactiver le spray ou d'allumer les FO.

Bravia L: turbine à haute vitesse avec roulements à billes en céramique, triple spray, éclairage lumineux et efficace, structure ergonomique avec une surface simple à nettoyer.

Thalia: turbine à spray unique et raccordement fixe. La turbine est légère, simple à nettoyer et avec couple très élevé.

EN OPTION

INGENii est équipé d'une seringue 3 fonctions : air, eau et spray. L'embout et la poignée sont facilement démontables pour assurer une désinfection et une stérilisation parfaites en autoclave (135 °).

INGENii è dotabile di turbina Bravia L (con led) o Thalia.

Dal Touch Screen è possibile impostare la velocità (tramite barra a scorrimento o tramite valori predefiniti, memorizzare e richiamare 8 memorie di velocità, attivare lo spray o accendere la luce.

Bravia L: turbina ad alta velocità con speciali cuscinetti a sfere in ceramica, triplo getto spray, illuminazione brillante e efficiente, corpo ergonomico con superficie facile da pulire.


Thalia: turbina con singolo spray e connessione fissa. La turbina è leggera, facile da pulire e dispone di una coppia di torsione elevata.

OPZIONALE

INGENii è dotato di siringa a 3 funzioni: aria, acqua e spray.

La punta e l'impugnatura sono facilmente smontabili per assicurare una perfetta disinfezione e sterilizzazione in autoclave (135 °).

TURBINE TURBINE TURBINA



SYRINGE SERINGUE SIRINGA







INGENii is equipped with a motorized arm allowing a 15 cm height excursion of the instrument's tablet. Run by a linear actuator, it guarantees perfect ergonomics.

INGENii est équipé d'un bras motorisé permettant une excursion en hauteur de la tablette de 15 cm. Actionné par un actuateur linéaire, il garantit une parfaite ergonomie.

INGENii è dotato di un braccio tavoletta motorizzato che consente un'escursione in altezza di 15 cm. Azionato da un attuatore lineare garantisce all'Operatore una perfetta ergonomia.

TABLET HANDLING
ORIENTATION TABLETTE
MOVIMENTAZIONE
TAVOLETTA



INGENii is equipped with a pair of electromagnets keeping the two sections of the Cabinet together, allowing them to be separated when this function is activated via touch screen. To rejoin the Cabinet again, simply move the drawer's storage to the technical compartment: the magnetic system will automatically attract both parts.

INGENii est équipé d'une paire d'électroaimants qui unissent les deux meubles ensemble et qui permettent de les séparer lorsqu'on active cette fonction via l'écran tactile. Pour réunir les meubles, il suffit de rapprocher l'élément à tiroirs au compartiment technique: le système magnétique attire automatiquement les deux parties.

INGENii è dotato di una coppia di elettropermanenti che tengono assieme i due mobili e che, quando richiesto tramite Touch Screen, permette di separarli. Per ri-accoppiare i mobili, è sufficiente avvicinare la cassetiera al mobile tecnico e, il sistema magnetico, attrae le due parti.

STORAGE DETACHMENT
SEPARATION ELEMENT À
TIROIR
DISTACCO CASSETTIERA





Thanks to the XBee radio frequency module, **INGENii** is able to control the Chair connected to the Unit, via the touch screen. From the panel it is possible to control single movements of the Chair, lock and recall the 7 memorized positions. During any single Chair movement, the touchscreen shows the operator the corresponding 3D graphics of that movement. It is possible to combine both the EDGE and MOTION range of Chairs.

*Via l'écran tactile, **INGENii** est capable de contrôler le Fauteuil connecté à l'Unité grâce au module à radiofréquence XBee. Depuis le panneau, il est possible de contrôler les mouvements individuels, d'enregistrer et de rappeler les 7 positions mémorisées. Pendant les mouvements actionnés du Fauteuil, l'écran tactile montre à l'opérateur le mouvement du fauteuil en graphique 3D Il est possible de combiner à la fois les fauteuils de la gamme EDGE et MOTION.*

INGENii, tramite Touch Screen, è in grado di comandare la Poltrona collegata al Riunito tramite modulo a radiofrequenza XBee. Dal pannello è possibile comandare i singoli movimenti, memorizzare e richiamare le 7 memorie. Durante i movimenti della Poltrona, sul touch Screen, il 3D si muove coerentemente con la Poltrona stessa.

È possibile abbinare sia poltrone della linea Edge che poltrone della linea Motion.

CHAIR
FAUTEUIL
POLTRONA



LAMP
LAMPE
LAMPADA




INGENii is equipped with a 60 cm support arm for lighting. The configuration is to be completed with a Lamp at choice among BTC range. The Lamp will be powered by an integrated system into the Unit and will be controlled via the touch screen panel.

INGENii est équipé d'un bras de support pour l'éclairage de 60 cm. La configuration est à compléter avec une Lampe à choix parmi celles proposées. La Lampe sera alimentée par un système intégré à l'Unité et sera contrôlée via le panneau à écran tactile.

INGENii è dotato di braccio supporto lampada di 60 cm. Da completare con lampada a scelta tra quelle disponibili. La lampada scelta viene alimentata internamente dal Riunito e viene comandata tramite pannello Touch Screen.





INGENii is equipped with a UV drawer with LED light. The touch screen panel allows the UV light to be turned on and off. The UV drawer is approximately 15 cm high. It is also equipped with aluminum trays. The engraving on the front drawer allows the Operator to check the ignition of the UV compartment at a glance.

INGENii est équipé d'un tiroir UV avec lumière LED. Le panneau de l'écran tactile permet d'allumer ou éteindre la lumière UV. Le tiroir UV a une hauteur de 15 cm environ. A l'intérieur il est équipé de plateaux en aluminium. La gravure sur la façade du tiroir permet de vérifier en un coup d'œil l'allumage du compartiment UV

INGENii è dotato di vano UV con luce led. Dal pannello Touch Screen è possibile accendere o spegnere la luce UV. Il cassetto UV ha un'altezza di 15 cm ca. e internamente è dotato di vassoi in alluminio. L'incisione sul frontale cassetto permette di verificare a colpo d'occhio l'accensione del vano.

UV DRAWER
TIROIR UV
VANO UV



INGENii can be equipped with a camera and/or external monitors to be connected via USB. Both USB outputs can be enabled / disabled by the touch screen panel.

INGENii peut être équipé d'une caméra et de moniteurs externes à connecter via USB. Les deux sorties USB peuvent être activées / désactivées par le panneau de l'écran tactile.


INGENii è dotabile di camera e monitor esterni collegabili tramite USB. Entrambe le periferiche possono essere accese/ spente dal pannello Touch Screen.

CAMERA
CAMERA
CAMERA



MONITOR
ECRAN
MONITOR





INGENii allows the Operator to archive images or videos if they are present in the USB key. The Gallery section will provide a view of all archived files.

INGENii permet d'archiver des images ou des vidéos si présentes sur la clé USB. Dans la Galerie, on peut facilement visualiser tous les fichiers archivés.

INGENii permette di archiviare in galleria immagini o video, copiandoli dalla chiavetta USB. All'interno della galleria è possibile scorrere per visualizzare tutti i file archiviati.

GALLERY
GALERIE
GALLERIA



INGENii allows the Operator to consult all the User Manuals (Ingenii and combined Chair User Manual). The User Manuals section also presents videos for proper and correct use of the Unit as well as its routine maintenance.

INGENii permet de consulter l'ensemble des modes d'emploi (mode d'emploi Ingenii et du Fauteuil combiné). La section Mode d'emploi présente également des vidéos pour une utilisation correcte de l'Unité ainsi que son entretien de routine.

INGENii raccoglie, in una sezione dedicata, la manualistica utile all'Operatore (manuale d'uso di Ingenii e manuale d'uso della poltrona abbinata). Nell'area manuali sono presenti anche brevi video-tutorial che illustrano l'utilizzo del Riunito e/o la manutenzione ordinaria dello stesso.

USER MANUALS
MODE D'EMPLOI
MANUALI





INGENii allows a door to be opened with an electric lock, if it is connected to the Unit.

INGENii permet d'ouvrir une porte avec une serrure électrique si connectée à l'Unité.

INGENii consente di aprire una porta con serratura elettrica se collegata al Riunito.

**DOOR OPENER
GACHE
APRI PORTA**



INGENii provides an Agenda allowing the Professional to directly manage any appointments from the Unit. The calendar is available both offline and synchronized with Google Calendar. A reminder message is displayed 10 minutes before any appointment at the top of the touchscreen, regardless of which page is open.

INGENii est équipé d'un Agenda pour permettre au Professionnel de gérer ses rendez-vous directement depuis L'Unité. Le calendrier est disponible à la fois off-line et synchronisé avec Google Calendar. Une message de rappel s'affiche 10 minutes avant le rendez-vous en haut de l'écran tactile, quelle que soit la page ouverte.

INGENii è dotato di Agenda per consentire al Professionista di gestire i propri appuntamenti direttamente dal Riunite. Il calendario è disponibile sia offline che sincronizzato a Google Calendar. Un pop up di promemoria viene visualizzato 10 minuti prima dell'appuntamento nella parte alta del Touch Screen, qualsiasi pagina sia aperta.

**CALENDAR
AGENDA
AGENDA**



31 Calendar



INGENii records hours worked by the Unit and main components into the Counter section. The number of hours is useful to schedule any maintenance activity.

INGENii *comptabilise les heures travaillées par l'Unité et les composants principaux dans la section Compteurs. Le nombre d'heures permet de programmer une activité de maintenance.*

INGENii, tramite la funzione Contatori, conteggia le ore lavorate del Riunito e dei componenti principali. Il conteggio delle ore consente di impostare memo all'Operatore per la manutenzione programmata.

**SERVICE HOUR COUNTER
COMPTEUR DE SERVICE
CONTATORI**



INGENii can be set up in 5 languages. All texts and icons are translated into the selected language.

INGENii peut être configuré en 5 langues. Tous les textes et icônes sont traduits dans la langue sélectionnée.

INGENii è impostabile in 5 lingue. Tutti i testi e le icone vengono tradotti nella lingua impostata.

**LANGUAGE
LANGUE
LINGUA**





INGENii is equipped with a Setting panel, providing the Unit with a high level of customization.

INGENii est équipé d'un panneau de Paramètres, permettant à l'Unité un haut niveau de personnalisation.

INGENii è dotato di pannello Impostazioni, attraverso il quale è possibile personalizzare il Riunito.


SETTINGS PARAMÈTRES IMPOSTAZIONI



Unit name: customize the name of **INGENii**, visible on the Homepage of the touch screen




Nom de l'Unité: personnaliser le nom de **INGENii**, visible sur la page d'accueille de l'écran tactile



Version du logiciel: cette page affiche la version du logiciel des cartes électroniques montées sur l'Unité. Une mise à jour des logiciels peut être effectuée via USB ou via Wi-Fi / connexion au réseau LAN.



Informations numéros de série: cette page affiche les numéros de séries des composants de l'Unité, permettant une communication rapide avec l'assistance technique et capable de fournir les informations nécessaires à l'identification immédiate des composants.



Informations matricole: in questa pagina vengono visualizzate le matricole dei componenti del Riunito. Per comunicare velocemente con l'assistenza tecnica dando informazioni veloci e utili all'individuazione dei componenti.

Paramétrage Opérateur: permet de créer et gérer des profils Opérateurs utilisant **INGENii**. Chaque Opérateur gère ses propres paramètres (à la fois des instruments dynamiques et du Fauteuil) tout en gérant sa propre gamme d'info multimédias.

Impostazione operatore: per creare e gestire gli Operatori che utilizzano **INGENii**. Ogni Operatore gestisce le proprie memorie (sia degli strumenti dinamici che della poltrona) e gestisce la propria galleria di contenuti multimediali.

Versione software: in questa pagina vengono visualizzate le versioni software delle schede elettroniche montate sul riunito. Utili per capire velocemente se sono disponibili aggiornamenti software che possono essere fatti tramite USB o in controllo remoto (tramite Wi-Fi o collegamento alla rete LAN).

Info matricole: in questa pagina vengono visualizzate le matricole dei componenti del Riunito. Per comunicare velocemente con l'assistenza tecnica dando informazioni veloci e utili all'individuazione dei componenti.



Favorite setting: to customize the icons of the Favorites sidebar. Simply drag the icon you want to be displayed.

Réglage Favori: permet de personnaliser les icônes dans la barre latérale des Favoris. Glisser simplement l'icône qu'on souhaite afficher.

Impostazione preferiti: per personalizzare le icone nella barra laterale dei preferiti. È sufficiente trascinare quelle che si vogliono visualizzare.



Date and Time: Allows to set the date and time in case the unit is offline. When connected to the LAN or Wi-Fi network, the date and time are automatically updated by the system.

Date et heure: permet de régler la date et l'heure au cas où l'unité serait hors ligne.

En cas de connexion au réseau LAN ou Wi-Fi, la date et l'heure sont mises à jour automatiquement par le système.

Data e ore: per impostare la data e l'ora nel caso in cui il Riunito fosse offline. Se connesso alla rete LAN o Wi-Fi, la data e l'ora vengono aggiornati dal sistema.



Courtesy lights adjustment: allows to adjust the intensity of the courtesy lights.

Réglage des lumières de courtoisie: permet de régler l'intensité des lumières de courtoisie.

Regolazione luci di cortesia: per regolare l'intensità delle luci di cortesia.




Text settings: allows to change the text format according to the Operator's choice.

Paramétrage des textes: permet de changer le format des textes selon les préférences de l'Opérateur.

Impostazione font: per cambiare il carattere dei testi in base alle preferenze dell'Operatore.

INGENii Interactive Podiatry Unit





INGENii is manufactured with a steel structure painted with epoxy powders, able to ensure the maximum resistance over time.

INGENii est fabriqué avec une structure en acier peint avec poudres époxy afin d'assurer le maximum de résistance dans le temps.

INGENii è costruito con una struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche per garantire una grande resistenza nel tempo.



INGENii is equipped with powder coated steel front drawers with Push Pull opening system. The absence of handles provides easy cleaning and disinfection. The front drawers can be customized with a color at choice among the wide range of RAL colors available.

INGENii est équipé de façades en acier thermolaqué avec ouverture Push Pull. L'absence de poignées permet une grande facilité de nettoyage et désinfection. Les façades peuvent être personnalisées avec une couleur à choix parmi la gamme de couleurs RAL disponibles.

INGENii è dotato di frontalini in acciaio verniciato a polvere con apertura Push Pull. L'assenza di maniglie permette una grande facilità di pulizia.

I frontalini sono personalizzabili con colore a scelta all'interno di un'ampia gamma di colori RAL disponibili.



INGENii is equipped with 8 medical grade wheels, 4 at the front are equipped with locking brakes. The swivel wheel is equipped with a polyamide support, as well as the central section of the wheel. The side band is made of thermoplastic polyurethane. Diameter 75 mm. **INGENii** est équipé de 8 roues de qualité médicale, 4 à l'avant équipées avec freins de blocage et 4 à l'arrière. La roue pivotante est équipée d'un support en polyamide, ainsi que la section centrale de la roue. La bande est en polyuréthane thermoplastique. Diamètre 75 mm.

INGENii è dotato di 8 ruote medicali, 4 anteriori con freno bloccabile e 4 posteriori. La ruota girevole è dotata di un supporto in poliammide, così come il centro della ruota. La fascia è in poliuretano termoplastico. Diametro della ruota 75 mm.

The front drawers are equipped with Push-Pull guiding rails with a stabilizer bar. Opening by a simple pressing on any spot of the front drawer.

Les tiroirs sont montés avec des guides Push-Pull équipés d'une barre stabilisatrice. L'ouverture est simple en appuyant sur n'importe quel coin de la façade.

I cassetti montati su guide Push Pull dotate di barra stabilizzatrice sono facilmente apribili, semplicemente premendo in qualsiasi punto del frontale.



The two lower drawers are also available in a Push-Pull version provided with an impact-resistant stainless steel reinforcement plate and open/closing system by foot.

Les deux tiroirs sont également disponibles en version Push-Pull à ouverture par le pied, avec une plaque de renfort en acier inoxydable résistante aux chocs.

I due cassettoni sono disponibili anche in versione Push Pull per apertura a piede, con piastra di rinforzo in acciaio inox per resistere agli urti.

Hot bending Corian® worktop. Corian® meets the stringent design requirements for medical environments. Easy to clean and maintain. LGA certified for its hygienic properties (stability against bacteria). Smooth, nonporous and no welding surface, extremely durable overtime and impact resistant.

Plan de travail en Corian® cintrage à chaud.
Corian® répond aux strictes exigences de conception liées aux environnements médicaux. Facile à nettoyer et entretenir. Certifié LGA pour ses propriétés hygiéniques (stabilité contre les bactéries). Surface lisse, nonporouse et sans soudure. Extrêmement durable, résistant aux chocs.



Piano in Corian® sagomato e piegato a caldo. Corian® soddisfa i severi requisiti del design per gli ambienti sanitari. Facile da pulire e di semplice manutenzione. Dotato di certificazione LGA per le proprietà igieniche (stabilità contro batteri e funghi). Superficie non porosa con un look fluido e senza giunture. Estremamente resistente e di lunga durata, resistente ai colpi più duri negli ambienti ad alta frequentazione.



The courtesy light is useful for illuminating the inside compartment of the drawer, the light intensity is adjustable by the Settings section of the touch screen.

La lumière de courtoisie est utile pour éclairer l'intérieur des tiroirs, elle est réglable en intensité grâce par la section Paramètres de l'écran tactile.

Luce LED di cortesia, posta sotto piano, per illuminare il contenuto dei cassetti. La luce è regolabile in intensità da Impostazioni sul Touch Screen.



Below the drawers storage worktop, a removable Corian shelf provides the Operator with a desk, where to place the Wi-Fi keyboard or mouse in combination with the touch screen.

Au dessous du plan de travail du meuble de rangement, une étagère amovible en Corian fournit à l'Opérateur une étagère de bureau proche de l'Unité. Sur l'étagère il est possible de placer le clavier ou la souris Wi-Fi en combinaison avec l'écran tactile.

Sotto al piano della cassetiera, un ripiano estraibile in Corian per offrire all'Operatore una scrivania attigua al Rientro. Sul ripiano è possibile appoggiare la tastiera o il mouse Wi-Fi da abbinare al Touch Screen.



The base of the Cabinet consists of a technical compartment and a drawer storage.

The two sections are independent and can be positioned at will, in order to ensure the maximum ergonomics to the Operator.

La base du meuble se compose d'un compartiment technique et d'un élément à tiroirs.

Les deux sections sont indépendantes et peuvent être positionnées à volonté, afin d'assurer une ergonomie maximale à l'Opérateur.

La base del riunito è costituita da un mobile tecnico e un mobile cassetiera.

I due mobili sono indipendenti e orientabili a piacimento in modo da garantire la massima ergonomia per l'Operatore.




The two Cabinets are adjustable from 0 to 30 ° allowing the Operator to adapt the Unit to the available area. The rotation is guaranteed by steel bearings. The two sections remain attached by means of two electromagnets which can be released by the corresponding function activated by the touch screen.

Les deux meubles sont orientables de 0 à 30° pour permettre à l'Opérateur d'adapter l'Unité à l'espace disponible. La rotation est garantie grâce à des roulements en acier.

Les deux meubles restent attachés grâce à deux électro-aimants qui se libèrent par la fonction activée de l'écran tactile.

I due mobili sono orientabili da 0 a 30° per permettere all'Operatore di adeguare il Riunito allo spazio disponibile. La rotazione è garantita una con cuscinetti in acciaio.

I due mobili sono tenuti assieme da due elettro-permanenti che, tramite comando da Touch Screen, si possono sganciare.






The instrument tablet is mounted on a support arm with triple articulation in order to provide the Operator with a perfect orientation.

La tablette des instruments est montée sur un bras de support avec triple articulation afin de permettre à l'Opérateur une parfaite orientation en fonction de ses exigences.

La tavoletta è montata su un braccio con triplo snodo articolato per permettere all'Operatore di orientarla secondo le proprie necessità.



The dynamic instruments are housed in an aluminum case equipped with an infrared presence sensor. When the instrument is held out, the integrated system automatically opens the instrument function page.

Les instruments dynamiques sont logés dans un casier en aluminium équipé d'un capteur de présence infrarouge. Lorsque l'instrument est extrait, le système intégré ouvre automatiquement la page de commande de l'instrument.

Gli strumenti dinamici trovano il loro alloggio in una boccolla in alluminio dotata di sensore di presenza a infrarossi. Quando lo strumento viene estratto, il sistema operativo apre in autonomia la pagina di comando dello strumento.



The instruments are provided on an adjustable handle (0-20°) to allow the Operator to adjust the angle of the instruments.

Les instruments sont placés sur une poignée réglable (0-20°) afin de permettre à l'Opérateur de régler l'angle des instruments.

Le boccole sono montate su una maniglia orientabile (0-20°) in modo da permettere all'Operatore di regolare l'angolazione degli strumenti.



Below the shelf, a removable tray is available with a small aluminum tray to store the tools during treatments. The tray can be removed if necessary.

Au dessous de la tablette, un plateau amovible est disponible avec un petit plateau en aluminium pour ranger les outils les plus utilisés pendant le traitement. Le plateau peut être retiré si nécessaire.

Sotto alla tavoletta, c'è un vassoio estraibile con un piccolo tray in alluminio per appoggiare gli strumenti più utilizzati durante il trattamento. Il vassoio può essere rimosso all'occorrenza.



The touch screen is adjustable and removable for perfect positioning. The panel is integrated into a sturdy and stylish anodized aluminum frame equipped with a side handle to allow handling. The frame is fixed to a hinge and a linear guide allowing smooth movements.

L'écran tactile est réglable et amovible pour un parfait positionnement. Le panneau est inséré dans un casier en aluminium anodisé robuste et élégant avec une poignée latérale pour permettre sa manipulation. Le cadre est fixé sur une charnière et un guide linéaire permettant un mouvement fluide.

Il Touch Screen è orientabile ed estraibile per permettere all'Operatore di regolarne la posizione. Il pannello è inserito in una robusta ed elegante cornice in alluminio anodizzato con maniglia laterale per permetterne la movimentazione. La cornice è fissata su una cerniera e su una guida lineare per consentire un movimento fluido.



On the side of the tablet, 2 USB sockets are available for plugging in USB keys

Sur le côté de la tablette, 2 prises USB sont disponibles pour brancher des clés USB

Sul fianco della tavoletta, 2 prese USB per collegare le periferiche esterne.





The door hosts a compartment for the suction motor filter and the distilled water tank for the spray liquid. Easy access for the operator in charge of ordinary maintenance.

À l'intérieur de la porte un compartiment accueille le filtre du moteur d'aspiration et le réservoir pour le liquide de spray. Accès facile pour l'opérateur en charge de l'entretien ordinaire.


All'interno dell'anta, il vano per il sacco dell'aspiratore e la bottiglia per il liquido dello spray. Facile accesso per l'operatore che deve eseguire la normale manutenzione.



Brushless suction engine LONG LIFE integrated inside the cabinet.

Moteur d'aspiration sans charbons LONG LIFE intégré à l'intérieur du tiroir de l'élément de rangement.

Aspiratore integrato con motore brushless Long Life e contenitore polveri all'interno del vano tecnico.



Chip blower function is activated by pressing the lever. Spray is activated by pressing the lever while the instrument is rotating.

La fonction "chip blower" est activée en appuyant sur le levier. Le spray est activé en appuyant sur le levier pendant que l'instrument tourne.

Attiva e regola la velocità del micromotore e della turbina. Premendo la leva a strumento estratto attiva la funzione Chip blower. Premendo la leva con strumento in rotazione attiva lo spray.



Integrated compressor inside the lower drawer of the storage, equipped with ventilation and soundproofing. It provides air jet in support of pneumatic and electric devices (40 l/min.).

Comresseur intégré à l'intérieur du dernier tiroir de l'élément de rangement, équipé de ventilation et d'insonorisation. Il fournit un jet d'air en support des instruments (6 l/min.).

Compressore integrato all'interno del vano tecnico, dotato di ventilazione e insonorizzazione. Fornisce l'aria necessaria al riunito. Portata 40 l/min.

codE description
3620146 BRAVIA L

**BRAVIA L**

High speed turbine equipped with ceramic ball bearings, triple spray, bright lighting and ergonomic structure. Easy to clean surface.

OPTIONAL

BRAVIA L

Turbine à haute vitesse avec roulements à billes en céramique, triple spray, éclairage lumineux et efficace, structure ergonomique avec une surface simple à nettoyer.

EN OPTION

BRAVIA L

Turbina ad alta velocità con speciali cuscinetti a sfere in ceramica, triplo getto spray, illuminazione brillante e efficiente, corpo ergonomico con superficie facile da pulire.

OPZIONALE

code description
3620148 THALIA

**THALIA**

Single spray and high torque turbine and fixed connection. The turbine is lightweight, easy to clean.

OPTIONAL

THALIA

Turbine à spray unique et raccordement fixe. La turbine est légère, simple à nettoyer et avec couple très élevé.

EN OPTION

THALIA

Turbina con singolo spray e connessione fissa. La turbina è leggera, facile da pulire e dispone di una coppia di torsione elevata.

OPZIONALE

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESSORI



MP 3020

Power: max 23VA, Lux: 3.000 to 40.000. Size of light field: 300x200mm

OPTIONAL

MP 3020

Alimentation: max 23VA, Lux: 3.000 à 40.000. Dimension du champ éclairé: 300x200mm

EN OPTION

MP 3020

Alimentazione: max 23VA, Lux: 3.000 à 40.000. Dimensione del campo operativo: 300x200mm

OPZIONALE



POLARIS

Through a regulation system it's possible to adjust the colour temperature from 4.200° K to 6.000° K in order to improve the contrast on soft tissues.

OPTIONAL

POLARIS

Système de réglage de la température de la couleur de 4.200 K à 6.000 K afin d'améliorer le contraste sur les tissus.

EN OPTION

POLARIS

È dotata di due regolazioni: intensità della luce e temperatura di colore da 4200k a 6000k La testa della lampada è dotata di triplo snodo per aumentarne l'ergonomia di utilizzo.

OPZIONALE

DIMENSIONS AND TECHNICAL SHEETS
DIMENSIONS ET FICHES TECHNIQUES
DIMENSIONI E DATI TECNICI



COLOURS - COULEURS - COLORI

RAL 9023 (1.06)	RAL 1035 (1.07)	RAL 9023 (1.08)	RAL 8029 (1.09)	RAL 9007 (1.10)	RAL 5026 (1.11)	RAL 7042 (2.05)	RAL 7015 (2.06)	RAL 4002 (2.07)
RAL 5013 (2.08)	RAL 1001 (2.09)	RAL 8028 (2.10)	PANTONE 389C (4.01)	RAL 5005 (4.02)	RAL 4010 (4.03)	RAL 6034 (4.05)	RAL 3017 (4.06)	RAL 7036 (4.07)
PANTONE 391C (5.04)	RAL 8023 (5.05)	RAL 3031 (5.06)	RAL 1002 (5.07)	RAL 5023 (5.08)	RAL 7024 (5.09)	RAL 7021 (6.07)	RAL 5008 (6.08)	RAL 5009 (6.09)
RAL 7037 (6.10)	RAL 7036 (6.11)	RAL 8019 (6.12)	RAL 5000 (6.13)	RAL 5007 (6.14)	RAL 6027 (6.15)	RAL 5025 (6.16)	RAL 6000 (6.17)	RAL 3005 (6.18)
RAL 3027 (6.19)	RAL 3022 (6.20)	RAL 1032 (6.21)	RAL 1019 (6.22)	RAL 8017 (7.07)	RAL 7006 (7.08)	RAL 7044 (7.09)	RAL 3005 (7.10)	RAL 6003 (7.11)
RAL 5009 (7.12)	RAL 5022 (8.30)	RAL 3003 (8.31)	RAL 7040 (8.32)	RAL 9010 (8.33)	RAL 7036 (8.34)	RAL 8025 (8.35)	RAL 8017 (8.36)	RAL 5009 (8.37)
RAL 6034 (8.38)	PANTONE 391C (8.39)	RAL 1023 (8.40)	RAL 4010 (8.41)	RAL 8019 (9.03)	RAL 2003 (9.04)	RAL 3020 (9.05)	RAL 3005 (9.06)	RAL 8004 (9.07)
RAL 9006 (9.08)	RAL 5007 (9.09)	RAL 5013 (9.10)	RAL 7035 (9.11)	RAL 5023 (9.12)	RAL 5024 (9.13)	RAL 6027 (9.14)	RAL 7021 (9.15)	RAL 7039 (9.16)
RAL 7037 (9.17)	RAL 1013 (9.18)	RAL 1015 (9.19)	RAL 8024 (9.20)	RAL 8016 (9.21)	RAL 1036 (9.22)	RAL 4005 (9.23)	RAL 7021 (10.01)	

NOTES



www.btc-med.it



btcmmed@btc-med.it



[btcmedicalequipment](#)



[btcmedicalequipment](#)



10059847



ISO 13485
0152.2020



*"All BTC Medical Equipment is designed,
developed and manufactured in Italy"*

BTC Srl

via Colombarotto, 34
40026 Imola (BO)
Tel. +39 0542 643664