

PROTEZIONE PARAFIATO **PER POLTRONA**

Innovative Medical Solutions





Il pannello in metacrilato trasparente può essere ruotato per permette l'ingresso e l'uscita del Paziente.



Il fissaggio è facile e veloce.

Protezione parafiato in metacrilato trasparente da applicare alla Poltrona. Il pannello è predisposto per essere fissato a due differenti altezze in modo da potersi adattare ai vari modelli di Poltrona.

Dimensioni pannello: 45x45 cm

Cod. 9310100

Per acquistare:

- contatta il tuo Agente di zona
- visita il nostro e-commerce www.btcmed-store.it
- chiama 0542 643664
- scrivi una mail btcmed@btc-med.it

119,00 € (iva esclusa)

BTC Srl

via Altobelli Bonetti, 8/A 40026 Imola (BO) Tel. +39 0542 643664 Fax. +39 0542 647391









www.btc-med.it



btcmed@btc-med.it



btcmedicalequipment



btcmedicalequipment