


DIMENSIONS AND TECHNICAL SHEETS PODIATRY CHAIRS

DIMENSIONS ET FICHES TECHNIQUES FAUTEUILS PODOLOGIE

KOMPASS *Komfort*



Supply	230 V
Alimentation	50 Hz
Operating voltage	24 V
Voltage	
Absorption	150 W
Absorption	
Maximum load	210 Kg
Capacité maximum	
Maximum load on foot-rest	25 Kg
Capacité maximum sur jambière	
Maximum load on arm-rest	35 Kg
Capacité maximum sur accoudoir	
Maximum load on back-rest	55 Kg
Capacité maximum sur dossier	
Weight of the chair	
Poids du fauteuil	70 Kg



Innovative Medical Solutions