

# HP Gel - S

codice      descrizione

9120500      HP GEL - S

Height adjustable back-rest in high resistance polyurethane.  
*Dossier en polyuréthane de haute résistance, réglable en hauteur.*  
Schienale in Poliuretano ad alta resistenza, regolabile in altezza.

Height adjustable arm-rest 360° swivel with stainless steel structure. Removable upholstery.  
*Accoudoir réglable en hauteur et pivotant à 360° avec structure en acier inoxydable. Rembourrage amovible.*  
Bracciolo regolabile in altezza e orientabile a 360° con struttura in acciaio inox. Tappezzeria amovibile.

Seat in differentiated density visco-elastic foam with memory effect (Memory foam).  
*Assise en mousse visco-élastique à densité différenciée avec effet mémoire (mousse Memory).*  
Seduta in schiuma visco-elastica a densità differenziata con effetto memoria (Memory foam).

Adjustable height with gas spring by a stainless steel foot control.  
*Hauteur réglable avec vérin à gaz actionné par la pédale de commande en acier inoxydable.*  
Altezza regolabile con molla a gas tramite comando a piede in acciaio inox.

Self-braking and anti-trace wheels. Two wheels equipped with brake locks.  
*Roues auto-freinées et anti-traces. Deux roues équipées avec blocage à frein.*  
Ruote auto-frenanti e anti-traccia. Due ruote con blocco a freno.

The seat naturally adapts to the user's body by increasing the contact area and decreasing the pressure on it. Circular seat with visco-elastic foam in different densities and memory effect. Multifunction armrest/back rest in high resistant polyurethane. Base in steel and polished chrome. 5 self braking wheels. Adjustable height by gas piston: min 48 cm, max 58 cm. High quality skay cover.

*Siège opérateur avec assise circulaire en mousse viscoélastique de différentes densités, avec effet mémoire. Accoudoir/ dossier multifonctionnel en polyuréthane de haute résistance. Appui-pied en acier chromé réglable en hauteur par vérin à gaz: min 48 cm, max 58 cm. Revêtement en skaï de haute qualité.*

Sedia operatore con seduta circolare in schiuma viscoelastica a densità differenziata, con effetto memoria. Bracciolo/ schienale multifunzionale in poliuretano ad alta resistenza. Base in acciaio cromato. Altezza regolabile tramite molla a gas: min 48 cm, max 58 cm. Rivestimento con skai di alta qualità



55 colours available