



## Ghibli

The latest BTC Podiatry Unit **Ghibli** has been developed with the highest quality standards, its technology and ergonomic design ensures the Professionals the maximum freedom when performing the medical treatments.

L'Unité de soin **Ghibli** a été développée avec les plus hauts standards de qualité. Sa technologie et son design ergonomique garantissent aux professionnels un maximum de liberté lors de l'exécution des traitements médicaux.

# Ghibli

**Ghibli** is the result of an innovative design combining user friendly technology, ergonomic solutions with the maximum level of comfort for the Operator.

The dynamic instruments tablet and its Colour Touch Screen control panel is mounted on a double articulated and compensated arm modernly designed. The scialitic lamp is connected to the arm by a coaxial joint that enables an easy and perfect position of the spotlight on the operating area.

The touch screen control panel enables all unit functions, the activation and control of the dynamic instruments and the position of the patient Chair by wire-less connection.

**Ghibli** est le résultat d'un design innovant combinant une technologie très simple à utiliser et des solutions ergonomiques avec un maximum de confort pour l'Opérateur.

La tablette d'instruments dynamiques et son panneau de commande à écran tactile sont fixés sur un bras articulé et compensé à double articulation de conception moderne.

La lampe scialitique est branchée au bras de support par un joint coaxial qui permet un positionnement facile et parfait du projecteur sur la zone de travail.

Le panneau de commande à écran tactile permet une gestion de toutes les fonctions de l'unité: activation et contrôle des instruments dynamiques ainsi que les mouvements du fauteuil par connexion sans fil.



All the RAL colors available  
Toutes les couleurs RAL disponibles

DESCRIPTION	CODE
GHIBLI	GHIBLI 85 MDF R2

# Ghibli



CORIAN® worktop for easy disinfection.  
**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

Plan de travail en CORIAN® pour une désinfection simple et efficace.  
**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**




Supplied in the standard version with 4 drawers MDF cabinet. Slow motion drawer closing system and drawer fronts with color at choice.

**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

Equipé dans la version standard avec meuble de rangement MDF à 4 tiroirs. Système d'arrêt assisté et jeu de façades avec couleur à choix.

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**



INSTRUMENTS TABLET  
Vérsion: ELEGANCE  
The tablet houses up to 4 rotary instruments. S.P.R.I.D.O. ergonomic system.

**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

TABLETTE DES INSTRUMENTS  
Vérsion: Elegance  
La tablette est prédisposée jusqu'à 4 instruments rotatifs.  
Système ergonomique S.P.R.I.D.O.  
**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**

# Ghibli



Chair display: the Operator can run all the movements of the Chair.  
3 memorizable positions and Zero position.

**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

*Ecran du Fauteuil: permet à l'Opérateur de gérer tous les mouvements du fauteuil, ainsi que les 3 positions mémorizables et la remise à zéro.*

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**




Unit's display  
Panel control for all functions of the Unit and rotary instruments.

**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

*Ecran de l'Unité  
Contrôle de toutes les fonctions de l'Unité et des instruments rotatifs.*

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**



DOUBLE ARTICULATED AND COMPENSATED ARM  
GHIBLI is equipped with an articulated instrument panel fixed to the unit by a double pantograph arm with a large excursion.

The scialitic lamp connection is made on a coaxial joint to ensure maximum freedom of movement.

**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

*BRAS COMPENSE' A DOUBLE ARTICULATION  
GHIBLI est équipé d'une tablette instrument articulé, fixée à l'unité par un double bras pantographe.  
La connexion de la lampe scialitique est réalisée sur un joint coaxial afin d'assurer un maximum de liberté de mouvement.*

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**



45 ° left and right rotation of the instruments tablet for the highest ergonomics.

**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

*Rotation de 45 ° gauche et droite de la tablette d'instruments, pour le maximum d'ergonomie.*

**FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**



### SET M/M GHIBLI

LED light source (lifetime more than 50.000 h).  
Brushless (no maintenance required).  
Warranty by BTC 24 months.  
Max speed 40.000 t/pm.  
ISO joint for hand-piece and contra-angle.

#### PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

### Prédisposition M/M GHIBLI

Eclairage LED (durée de vie supérieure à 50 000 h).  
Sans charbons (aucun entretien requis).  
Garantie BTC 24 mois.

Vitesse maximum 40 000 t / pm.  
Connection ISO pour pièce à main et contre-angle.

#### FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

DESCRIPTION	CODE
MM GHIBLI	9210558

### M/M MCX

Easy to disinfect and clean in autoclave.  
High power Micro-series joint.  
Max speed 40.000 t/pm.  
Few maintenance  
Vibration-free at lower speed.  
ISO connection.  
LED light OPTIONAL.  
**OPTIONAL**

### M/M MCX

Simple à désinfecter et à nettoyer en autoclave.  
Connection Micro-série de haute puissance.  
Vitesse maximum 40.000 t / pm.  
Pas de maintenance requise.  
Sans vibrations à basse vitesse.  
Connexion ISO.  
Éclairage LED - EN OPTION.  
**EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
M/M MCX	9210524

## ACCESSORIES - ACCESSOIRES



### HAND- PIECE MICRO

PM 1:1 is designed to withstand the stresses resulting from repeated lateral pressure, while maintaining exceptional precision.

#### OPTIONAL

### PIECE A MAIN MICRO

PM 1: 1 est conçu pour résister aux contraintes résultant de la pression latérale répétée, tandis que maintenir une précision exceptionnelle.

#### EN OPTION

DESCRIPTION	CODE
HAND- PIECE MICRO	3490131



### HAND- PIECE QUARK

40.000 t / pm 1:1  
Sterilizable  
Integrated Spray

#### OPTIONAL

### PIECE A MAIN QUARK

40.000 t / pm 1: 1  
Stérilisable  
Spray intégré

#### EN OPTION

DESCRIPTION	CODE
HAND- PIECE QUARK	3490660
HAND- PIECE QUARK WITH FO	3490662



### HAND- PIECE NSK

40.000 t / pm 1:1  
Sterilizable  
Integrated Spray

#### OPTIONAL

### PIECE A MAIN NSK

40.000 t / pm 1: 1  
Stérilisable  
Spray intégré

#### EN OPTION

DESCRIPTION	CODE
HAND- PIECE NSK	3490130



**M/M HDW SPRAY**  
Brushless micromotor  
Max Speed 40.000 r/pm  
Integrated hand-piece with SPRAY  
Low vibration. High torque.  
Electronic board control  
Hose and cable included  
LED light OPTIONAL  
**OPTIONAL**

**M/M HDW SPRAY**  
*Micromoteur sans carbons.*  
Vitesse maximum 40.000 t/pm  
Pièce à main intégrée avec Spray  
Pas de vibrations. Haute puissance.  
Carte électronique  
Câblage et tuyau inclus  
Source LED EN OPTION  
**EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
<b>M/M HDW SPRAY</b>	<b>9210566</b>
<b>M/M HDW SPRAY LED</b>	<b>9210565</b>



**M/M BTC SPRAY**  
Brushless micromotor  
Max Speed 40.000 r/pm  
Integrated hand-piece with SPRAY  
Electronic board control  
Hose and cable included  
**OPTIONAL**

**M/M BTC SPRAY**  
*Micromoteur sans carbons.*  
Vitesse maximum 40.000 t/pm  
Pièce à main intégrée avec Spray  
Carte électronique  
Câblage et tuyau inclus  
**EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
<b>M/M BTC SPRAY</b>	<b>9210577</b>



**M/M HDW ASPI**  
Brushless micromotor  
Speed 6.000 to 40.000 r/pm  
Low vibration. High torque.  
Electronic board control  
Hose and cable included  
LED light OPTIONAL  
**OPTIONAL**

**M/M HDW ASPI**  
*Micromoteur sans carbons.*  
Vitesse 6.000 à 40.000 t/pm  
Pas de vibrations. Haute puissance.  
Carte électronique  
Câblage et tuyau inclus.  
Source LED EN OPTION  
**EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
<b>M/M HDW ASPI</b>	<b>9210567</b>
<b>M/M HDW ASPI LED</b>	<b>9210568</b>



**M/M BTC AIR**  
Brushless motor. Maximum speed  
40,000 r / pm.  
Handpiece integrated into suction  
system.  
**OPTIONAL**

**M/M BTC AIR**  
*Moteur sans carbons. Vitesse  
maximum 40 000 tr / min.*  
Pièce à main intégrée dans le  
système d'aspiration.  
**EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
<b>M/M BTC AIR</b>	<b>9210509</b>

## ACCESSORIES - ACCESSOIRES



Suction system integrated in the Unit,  
self-cleaning timed system and  
coaxial canula.

**OPTIONAL**

*Système d'aspiration intégré.  
Système temporisé autonettoyant et  
canule coaxiale.*

**EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
SUCTION SYSTEM INTEGRATED	9210511



Set up for turbine with on/off or  
progressive speed adjustment.

**OPTIONAL**

*Prédisposition pour turbine avec  
réglage on/off ou progressive de la  
vitesse.*

**EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
ON/OFF TURBINE SET	9210503
PROGRESSIVE TURBINE SET	9210504



Set up for turbine with progressive  
speed adjustment with LED.

**OPTIONAL**

*Prédisposition pour turbine avec  
réglage progressive de la vitesse  
avec LED.*

**EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
PROGRESSIVE TURBINE SET WITH LED	9210505



3 functions: air, water and spray  
The tip and the handle are easily  
removable to ensure a perfect  
disinfection and sterilization in  
autoclave (135 °)

**PROVIDED IN THE STANDARD  
VERSION**

3 fonctions: air, eau et spray  
L'embout et la poignée sont  
facilement amovibles afin de garantir  
une désinfection et une stérilisation  
parfaites en autoclave (135 °)  
**FOURNI DANS LA VERSION  
STANDARD**



Rotors with Ceramic Ball Bearings.  
Button tightening system 30N.  
Spray system with 4 jets.

**OPTIONAL**

Roulements à billes en céramique  
Système de serrage 30N.  
Système de spray avec 4 voies.  
**EN OPTION**



Rotors with Ceramic Ball Bearings.  
Button tightening system 30N.  
Spray system with 4 jets.  
Unifix connection included  
LED lighting

**OPTIONAL**

Roulements à billes en céramique  
Système de serrage 30N.  
Système de spray avec 4 voies.  
Connection UNIFIX  
Eclairage LED  
**EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
MT02	3620138



Chip blower function is activated by pressing the lever. Spray is activated by pressing the lever while the instrument is rotating. **PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

*La fonction "chip blower" est activée en appuyant sur le levier. Le spray est activé en appuyant sur le levier pendant que l'instrument tourne.* **FOURNI DANS LA VERSION STANDARD**



The integrated compressor kit provides the air necessary for both the brushless micromotor and the 3 functions syringe. **OPTIONAL**

*Le kit du compresseur intégré fournit l'air nécessaire pour le micromoteur sans charbons et la séringue à 3 fonctions.* **EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
INTEGRATED COMPRESSOR KIT	9210232



Oil compressor 24Lt. It provides air jet in support of pneumatic and electric rotatif instruments. **OPTIONAL**

*Compresseur à huile 24Lt. Il fournit un jet d'air en support des instruments rotatifs pneumatiques et électriques.* **EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
EXTERNAL OIL COMPRESSOR	3270311



Suction engine SUPER ASPI. **OPTIONAL**

*Moteur d'aspiration SUPER ASPI.* **EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
SUPER ASPI	3170150



## ACCESSORIES - ACCESSOIRES

Brushless suction engine LONG LIFE integrated inside the cabinet. **OPTIONAL**

*Moteur d'aspiration sans charbons LONG LIFE intégré à l'intérieur du tiroir de l'élément de rangement.* **EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
INTEGRATED SUCTION ENGINE	9210807

Oil compressor 6Lt integrated inside the lower drawer of the storage. It provides air jet in support of pneumatic and electric devices. **OPTIONAL**

*Compresseur à huile 6Lt intégré à l'intérieur du dernier tiroir de l'élément de rangement. Il fournit un jet d'air en support des instruments.* **EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
INTEGRATED COMPRESSOR KIT	9210234



Oil compressor 24Lt. It provides air jet in support of pneumatic and electric rotatif instruments. **OPTIONAL**

*Compresseur à huile 24Lt. Il fournit un jet d'air en support des instruments rotatifs pneumatiques et électriques.* **EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
EXTERNAL OIL COMPRESSOR	3270312



Brushless suction engine LONG LIFE. **OPTIONAL**

*Moteur d'aspiration sans charbons LONG LIFE.* **EN OPTION**

DESCRIPTION	CODE
LONG LIFE	9210810



## POLARIS

Through a regulation system it's possible to adjust the colour temperature from 4.200° K to 6.000° K in order to improve the contrast on soft tissues.

**OPTIONAL**

## POLARIS

Système de réglage de la température de la couleur de 4.200 K à 6.000 K afin d'améliorer le contrast sur les tissus.

**EN OPTION**

## DESCRIPTION

POLARIS

## CODE

3670136



## MP 3020

Power: max 23VA  
Lux: 3.000 to 40.000  
Size of light field: 300x200mm

**OPTIONAL**

## MP 3020

Alimentation: max 23VA  
Lux: 3.000 à 40.000  
Dimension du champ éclairé:  
300x200mm

**EN OPTION**

## DESCRIPTION

MP 3020

## CODE

3620118

## ACCESSORIES - ACCESSOIRES

Post for lamp.  
60 cm lenght.

**PROVIDED IN THE STANDARD VERSION**

Colonne pour éclairage.  
Longeur 60 cm  
**OURNI DANS LA VERSION STANDARD**

